

Nederlands

Stap 1: Voorbereiding Zorg ervoor dat je handen schoon en droog zijn voordat je de vingercondoom gebruikt. Verwijder eventuele scherpe voorwerpen zoals ringen om beschadiging te voorkomen.

Stap 2: Selecteer de juiste maat Kies een vingercondoom die goed past op de vinger die je wilt beschermen. Een te strak of te los vingercondoom kan het comfort beïnvloeden en de bescherming verminderen.

Stap 3: Aanbrengen Rol het vingercondoom voorzichtig over de vinger. Zorg ervoor dat het goed aansluit, zonder te strak te zitten. Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen bij het aanbrengen om scheuren te voorkomen.

Stap 4: Gebruik met zorg Of je nu bezig bent met taken die bescherming vereisen tegen vuil, chemicaliën of andere stoffen, zorg ervoor dat je de vingercondoom met zorg gebruikt. Vermijd contact met scherpe voorwerpen en agressieve chemicaliën.

Stap 5: Verwijderen Verwijder het vingercondoom voorzichtig na gebruik om eventuele verontreinigingen te voorkomen. Rol het van de vinger af en gooi het weg volgens de geldende afvalregels.

Waarschuwing:

- Gebruik vingercondooms niet als ze beschadigd zijn.
- Raadpleeg een arts als je huidirritatie ervaart tijdens of na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Deutsch

Schritt 1: Vorbereitung Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, bevor Sie das Fingerkondom benutzen. Entfernen Sie alle scharfen Gegenstände wie Ringe, um Schäden zu vermeiden.

Schritt 2: Auswahl der richtigen Größe Wählen Sie ein Fingerkondom, das gut auf den Finger passt, den Sie schützen möchten. Ein zu enges oder zu lockeres Fingerkondom kann den Komfort beeinträchtigen und den Schutz verringern.

Schritt 3: Anwendung Rollen Sie das Finger-Kondom vorsichtig über den Finger. Achten Sie darauf, dass es gut sitzt, aber nicht zu eng ist. Verwenden Sie beim Anbringen keine scharfen Gegenstände, damit es nicht reißt.

Schritt 4: Sorgfältige Anwendung Egal, ob Sie Aufgaben ausführen, die einen Schutz vor Schmutz, Chemikalien oder anderen Substanzen erfordern, achten Sie darauf, das Fingerkondom mit Sorgfalt zu verwenden. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen und aggressiven Chemikalien.

Schritt 5: Ziehen Sie das Fingerkondom nach dem Gebrauch vorsichtig ab, um jegliche Verunreinigung zu vermeiden. Wickeln Sie es vom Finger ab und entsorgen Sie es gemäß den geltenden Abfallvorschriften.

Achtung!

- Verwenden Sie das Fingerkondom nicht, wenn es beschädigt ist.
- Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie während oder nach der Anwendung Hautreizungen verspüren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Italiano

Fase 1: Preparazione Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte prima di utilizzare il preservativo da dito. Rimuovere eventuali oggetti appuntiti come gli anelli per evitare di danneggiarli.

Fase 2: Selezionare la misura giusta Scegliere un preservativo da dito che si adatti bene al dito che si desidera proteggere. Un preservativo da dito troppo stretto o troppo largo può compromettere il comfort e ridurre la protezione.

Fase 3: applicazione Stendere delicatamente il profilattico da dito sul dito. Assicurarsi che aderisca bene, senza essere troppo stretto. Evitare di usare oggetti appuntiti durante l'applicazione per evitare strappi.

Fase 4: Usare con cura Se si svolgono attività che richiedono protezione da sporco, sostanze chimiche o altre sostanze, assicurarsi di usare il preservativo per le dita con cura. Evitare il contatto con oggetti appuntiti e sostanze chimiche aggressive.

Fase 5: Rimuovere con cura il preservativo da dito dopo l'uso per evitare qualsiasi contaminazione. Srotolarlo dal dito e smaltirlo secondo le norme vigenti in materia di rifiuti.

Attenzione:

- Non utilizzare i profilattici da dito se sono danneggiati.
- Consultare un medico se si verificano irritazioni cutanee durante o dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Español

Paso 1: Preparación Asegúrese de que sus manos están limpias y secas antes de utilizar el preservativo de dedo. Retire cualquier objeto punzante, como anillos, para evitar daños.

Paso 2: Seleccione el tamaño adecuado Elija un preservativo de dedo que se ajuste bien al dedo que desea proteger. Un preservativo de dedo demasiado apretado o demasiado flojo puede afectar a la comodidad y reducir la protección.

Paso 3: Aplicación Enrolle suavemente el preservativo de dedo sobre el dedo. Asegúrese de que quede bien ajustado, sin apretar demasiado. Evite utilizar objetos afilados al colocarlo para evitar desgarros.

Paso 4: Utilizar con cuidado Tanto si realiza tareas que requieren protección frente a la suciedad, productos químicos u otras sustancias, asegúrese de utilizar el preservativo de dedo con cuidado. Evite el contacto con objetos afilados y productos químicos agresivos.

Paso 5: Retire el preservativo de dedo con cuidado después de usarlo para evitar cualquier contaminación. Desenróllelo del dedo y deséchelo de acuerdo con la normativa vigente sobre residuos.

Advertencia:

- No utilice preservativos de dedo si están dañados.
- Consulte a un médico si experimenta irritación de la piel durante o después de su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Français

Étape 1 : Préparation Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant d'utiliser le préservatif pour doigt. Retirez tout objet pointu, tel qu'une bague, afin d'éviter tout dommage.

Étape 2 : Choix de la bonne taille Choisissez un préservatif pour le doigt qui s'adapte bien au doigt que vous souhaitez protéger. Un préservatif trop serré ou trop lâche peut nuire au confort et réduire la protection.

Étape 3 : Application Enroulez doucement le préservatif sur le doigt. Veillez à ce qu'il soit bien ajusté, sans être trop serré. Évitez d'utiliser des objets pointus lors de l'application pour ne pas le déchirer.

Étape 4 : Utilisation avec précaution Si vous effectuez des tâches nécessitant une protection contre la saleté, les produits chimiques ou d'autres substances, veillez à utiliser le préservatif pour les doigts avec précaution. Évitez tout contact avec des objets pointus et des produits chimiques agressifs.

Étape 5 : Retirez soigneusement le préservatif pour doigt après utilisation afin d'éviter toute contamination. Déroulez-le du doigt et mettez-le au rebut conformément aux réglementations applicables en matière de déchets.

Avertissement :

- N'utilisez pas les préservatifs digitaux s'ils sont endommagés.
- Consulter un médecin en cas d'irritation de la peau pendant ou après l'utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.