

Wi-Fi-Fernbedienung

App-Fernbedienung, die App steht für iOS und Android zur Verfügung.




Leicht bedienbares
Plug-and-Play-System

Nachtmodus:
Besonders leise



UVC-Lampensterilisation

Beseitigt wirksam die schädlichen
Bakterien und Viren in der Luft.



Energieeffizienz durch
Timer-Funktion

Größe & Verpackung

Jeder Artikel wird in einem
Karton geliefert.

Geräteabmessungen:
320 x 320 x 620 mm (mit Rollen).

REF: AIRPURIFIER10



Powered by:

Van Oostveen Medical B.V.

Herenweg 269, 3648 CH Wilnis, The Netherlands

+31 (0) 297 282 101

info@freedomforyou.nl

www.freedomforyou.nl

Laden Sie die kostenlose
App hier herunter:



App store | Playstore

Freedom

Healthy & Clean Air



Viruses



Bacteria



Smoke



Odor



HCHO



PM2.5



PM2.5



Wifi



Smart-Luftreiniger

SCHÜTZT GEGEN
BAKTERIEN, VIREN
UND ANDERE
LUFTVERSCHMUTZUNG!

Sichere Luft in Innenräumen

Wissenschaftliche Beweise zeigen, dass Aerosole, winzige Feststoff- oder Flüssigkeitspartikel, die Schadstoffe enthalten, länger in der Luft sind und eingeatmet werden können.

Eine Klimaanlage führt dazu, dass eine hohe Konzentration von Verunreinigungen in der Luft sich auf die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, Besucher, Bewohner oder Patienten auswirken kann. Dies ist im Falle von Bakterien und Viren, beispielsweise COVID-19, ein sehr wichtige Thema.

In Innenräumen, in denen sich Menschen längere Zeit aufhalten, ist die Gefahr höher, dass sich Viren wie COVID-19 ausbreiten. Eine Klimaanlage oder eine fehlerhafte zentrale Lüftungsanlage trägt dazu bei, dass sich die Partikel schneller ausbreiten, statt sie zu beseitigen.


Filter

Jeder Filter kann 1.200 - 2.000 Betriebsstunden lang verwendet werden, je nach Umgebung. Der Freedom Air Purifier verfügt über eine Filteraustausch-Anzeige, die angibt, wann ein Filter ausgewechselt werden sollte.

Ersatzfilter: pro Stück in einer Box
REF: AIRFILTER10



5 Stufen der Luftfilterung



Vermeiden Sie Ausfallzeiten aufgrund von Krankheit!

Smart-Luftreiniger

Dieser Smart Air Purifier nutzt fortschrittliche Reinigungstechnologie, die HEPA-Technologie als Arbeitsprinzip, die über hohe Reinigungskraft, Reinigungsgeschwindigkeit und anderen wichtigen Funktionen verfügt. Durch den Klasse H13-Filter und den PM 2,5 Laserpartikelsensor ist er extrem effektiv gegen eine Vielzahl von Viren und Bakterien. Er ist auch sehr effektiv gegen Hausstaub, Tierhaare und Hautschuppen, Pollen, schädliche Gase, Gerüche und Gestank.

Hervorragend 
Gut 
Schlecht 

LUFTQUALITÄT IN ECHTZEIT

Durch die Luftqualitätsanzeige kennen Sie jederzeit die Luftqualität im Raum. Die Farbe zeigt die Luftqualität an.

LUFTVOLUMEN + BEREICH

800 m³/h / 40-60 m²

Unterschiedliche Modi

Je nach Ihren Anforderungen können Sie die passende Lüftergeschwindigkeit einstellen. Die vier Leuchten am Bedienfeld entsprechen den Einstellungen und an der Anzeige werden die Einstellungen ebenfalls dargestellt.

Stufe (1) Schlafmodus ~ Stufe (2) Langsam ~ Stufe (3) Mittel ~ Stufe (4) Hoch

Besonders Design

Schaltet sich automatisch aus, wenn die Maschine geleert wird.

Leicht Zu Bewegen

Leise, einfach und bequem.
3 Meter langes Netzkabel



„Wir verbringen durchschnittlich 80 % unserer Zeit in Innenräumen. Wir atmen mehr als 23.000 Mal pro Tag. Das bietet mehr als genug Gelegenheit, verschmutzte Partikel einzuatmen, die sich in der Luft befinden.“



Eingebauter Ultraschallverteiler

Desinfizieren und befeuchten Sie den Raum innerhalb von Minuten.

Anwendungsort?

Dank der hohen Effizienz bei schwebenden Aerosolen, die Viren und Staub enthalten können, ist der Freedom Air Purifier extrem geeignet für:

Büros, zu Hause, Schulen, medizinische Wartebereiche, medizinische Behandlungsräume, Kindergärten, Pflegeheime, Kantinen, Fitnessstudios, Therapieräume, Veranstaltungshallen, Festräume, Restaurants, religiöse Versammlungsräume, Supermärkte, Kongresszentren und so weiter.

Freedom
Healthy & Clean Air



Dank des Freedom Air Purifiers und der HEPA-Filter sorgen Sie für eine Coronafreie Arbeitsumgebung.